

Anticuerpo Monoclonal Anti-CD24 De Ratón () Para If/Icc, If-P, Fc - P24807

Número de artículo: CM0004092

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD24 de ratón conjugado con validado para IF/ICC, IF-P y citometría de flujo. Adecuado para estudios de diferenciación de células inmunitarias de ratón, desarrollo de timocitos y activación de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD24 de ratón en conejo
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	100133941
ID de gen	12484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso de proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo