

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd24 De Ratón Para Wb, Fc, Elisa - P24807

Número de artículo: CM0023025

Introducción

El pAb de conejo anti-CD24 de ratón es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra la proteína recombinante de CD24 de ratón. Validado para WB, FC, ELISA en muestras de ratón. Adecuado para la investigación de CD24 en estudios de inmunología, diferenciación celular y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-CD24 de ratón
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso Molecular de la Proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo