

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd25, Conjugado , Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0004537

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD25 de ratón, adecuado para el análisis por citometría de flujo de linfocitos T reguladores. Apoya estudios de tolerancia inmunológica y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD25
Notas / Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	3559
GenelD	16184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso de la proteína	30KDa
Envío	Bolsa de hielo