

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd252 (Ligando Ox40) Para If/Icc, Fc - P43488

Número de artículo: CM0005720

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra el CD252 de ratón (Ligando OX40) para IF/ICC y citometría de flujo. Ideal para la investigación de coestimulación de células T. Detecta una proteína de 22kDa. UniProt P43488.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD252 (Ligando OX40) mAb
Observaciones/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7292
GeneID	22164
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-198 del CD252 de ratón (Ligando OX40) (NP_033478.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P43488
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo