

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd270/Hvem Para Citometría De Flujo - Q80Wm9

Número de artículo: CM0011009



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD270/HVEM conjugado con , validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de regulación inmune, señalización de células T y defensa del huésped. SWISS: Q80WM9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD270/HVEM
Observaciones/Alias	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8764
GeneID	230979
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-207 de CD270/HVEM de ratón (NP_849262.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q80WM9
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo