

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd272/Btla De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q7Tsa3

Número de artículo: CM0010875



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD272/BTLA de ratón, validado para citometría de flujo. Óptimo para investigación en inmunología y oncología, detecta BTLA en linfocitos y otras células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD272/BTLA de ratón de conejo
Observaciones/Alias	A630002H24
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	151888
ID de gen	208154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-176 de CD272/BTLA de ratón (NP_001032808.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q7TSA3
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo