


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd274 (Pd-L1) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - Q9Ep73

Número de artículo: CM0008156



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD274 de ratón (PD-L1, B7-H1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Se dirige al punto de control inmunológico PD-L1 para la investigación del cáncer y enfermedades autoinmunes. Reactivo en ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD274
Observaciones/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9EP73
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo