


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd274/Pd-L1 () Para Citometría De Flujo - Q9Ep73

Número de artículo: CM0010283



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD274/PD-L1 de ratón, validado para citometría de flujo. Detecta la proteína de punto de control inmunitario PD-L1, fundamental para el estudio de la regulación de linfocitos T y los mecanismos de evasión inmune tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ratón CD274/PD-L1 de conejo
Observaciones/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-235 de CD274/PD-L1 de ratón (NP_068693.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9EP73
Peso molecular de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo