

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd28 () Para Citometría De Flujo - P31041

Número de artículo: CM0012064



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD28 conjugado con , validado para citometría de flujo. Dirigido al receptor coestimulador de linfocitos T CD28 (Swiss-Prot P31041) para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	mAb de conejo anti-ratón CD28
Observaciones/Alias	Cd28
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	940
ID genético (Ratón)	12487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-149 de la CD28 de ratón (NP_031668.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31041
Peso Molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo