

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3 De Ratón Para Fc - P04235 / P22646

Número de artículo: CM0010092

Introducción

Anticuerpo monoclonal Rata anti-CD3 de ratón validado para citometría de flujo, que reconoce las cadenas delta y epsilon de CD3 (P04235/P22646). Ideal para inmunofenotipado de células T y investigación de inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rat anti-Mouse CD3 mAb
Notas/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	916/915
ID Gen	12500/12501
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de CD3 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04235/P22646
Peso de Proteína	19kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo