

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3 De Ratón Para Citometría De Flujo - P04235 / P22646

Número de artículo: CM0010174

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-ratón CD3 validado para citometría de flujo. Reconoce tanto las cadenas CD3δ (19 kDa) como CD3ε (21 kDa) del complejo TCR-CD3. Ideal para la investigación de células T en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de Rata anti-CD3 de Ratón
Observaciones/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
GeneID	12500/12501
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintetizado derivado del CD3 de ratón.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19 kDa/21 kDa
Envío	Bolsa de hielo