


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd317/Bst2 Para Citometría De Flujo - Q8R2Q8

Número de artículo: CM0008782



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD317/BST2 conjugado con , diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. Específico para la proteína CD317 de ratón (antígeno 2 del estroma medular), un factor de restricción antiviral clave expresado en las células productoras de interferón de tipo I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD317/BST2
Notas/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	684
ID gen	69550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-152 de CD317/BST2 de ratón (NP_932763.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (CF)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Q8
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo