


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd317/Bst2 De Ratón Para Wb Y Elisa - Q8R2Q8

Número de artículo: CM0005009



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD317/BST2 de ratón (antígeno 2 del estroma medular óseo) para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de inmunidad antiviral e innata en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD317/BST2
Notas/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	684
GeneID	69550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-152 de la CD317/BST2 de ratón (NP_932763.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Q8
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo