

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd32 De Ratón Para IHC-P, Fc, Elisa - P08101

Número de artículo: CM0012222

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD32 de ratón de alta especificidad, validado para IHC-P, FC y ELISA. Adecuado para estudiar las funciones del receptor Fc gamma IIB en la biología de los complejos inmunitarios y la modulación de las células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD32 Rabbit mAb
Observaciones/alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	2213
GeneID	14130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-207 de CD32 de ratón (NP_034317.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08101
Peso de la proteína	31 kDa/33 kDa/36 kDa
Envío	Bolsa de hielo