

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd34 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q64314

Número de artículo: CM0010426

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD34 de ratón, una proteína de membrana de 41 kDa. Validado para citometría de flujo (FC), detecta células progenitoras hematopoyéticas. Ideal para investigación en hematopoyesis y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de Conejo anti-CD34 de Ratón
Observaciones/Alias	CD34; Molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso Molecular de la Proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo