

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd34 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q64314

Número de artículo: CM0010236

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD34 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de células madre hematopoyéticas. Presenta reactividad cruzada con ratón. PM: 41 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD34 de ratón
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GenelD (humano)	947
GenelD	12490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 de CD34 de ratón (NP_598415.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo