


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd38 De Ratón Para Fc - P56528

Número de artículo: CM0012440



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD38 de ratón, validado para citometría de flujo. Se dirige a la proteína 1 ADP-ribosil ciclasa/hidrolasa de ADP-ribosa cíclica, una glicoproteína transmembrana implicada en la señalización del calcio y la activación de los linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 de ratón
Observaciones/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-304 de CD38 de ratón (NP_031672.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo