

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 De Ratón (Apc/Cyanine7) Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0009361

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 de ratón, conjugado con APC/Cyanine7 y validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar el desarrollo de las células T colaboradoras, la respuesta inmunitaria y las funciones de correceptor de MHC de clase II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo