

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 De Ratón Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0004845

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD4 de ratón de alto rendimiento validado para citometría de flujo. Dirige contra la glicoproteína CD4 esencial para la investigación de la función de las células T auxiliares y la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	920
ID genético	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo