

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 De Ratón Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0010661

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 de ratón, validado para citometría de flujo. Reconoce el CD4 de ratón (L3T4, Ly-4), un marcador de células T colaboradoras esencial para la función correceptora del MHC de clase II. Adecuado para el perfilado de células inmunitarias en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo