

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd4 De Ratón (Pe/Cyanine5) Para Cf - P06332

Número de artículo: CM0009903

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD4 de ratón PE/Cyanine5 para citometría de flujo (CF). Reconoce CD4 de ratón (L3T4, Ly-4), un correceptor de células T para el MHC de clase II. Validado para muestras de ratón, peso proteico de 51 kDa. Adecuado para estudios de respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón PE/Cyanine5
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 de CD4 de ratón (NP_038516.1).
Origen	Cónejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso proteico	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo