


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd44 Para If/Icc Y Fc - P15379

Número de artículo: CM0005817



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD44 conjugado con , validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Detecta el CD44 de ratón, un receptor de hialuronato y molécula de adhesión implicada en el tráfico de células inmunitarias. No se ha informado de reactividad cruzada con otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD44
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo