

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45 De Ratón () Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0011631

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 de ratón (clon) validado para citometría de flujo (FC). Detecta el antígeno común de leucocitos (L-CA, B220) en muestras de ratón. Ideal para inmunofenotipado e investigación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-CD45 de Ratón mAb
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa / 140kDa / 144kDa
Envío	Bolsa de hielo