

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45 De Ratón () Para If/Icc, Fc - P06800

Número de artículo: CM0005977

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD45 de ratón, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Reconoce el antígeno común de leucocitos (L-CA) para investigación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-CD45 de Ratón
Observaciones/Alias	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Molecular de la Proteína	130KDa/140KDa/144KDa
Envío	Bolsa de hielo