

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45R/B220 De Ratón (Biotina) Para Citometría De Flujo - P06800 / P08575

Número de artículo: CM0010933

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con biotina contra CD45R/B220 de ratón, validado para citometría de flujo. Específico para ratón, recomendado para investigación en inmunofenotipado y señalización de linfocitos T. PM ~130-144 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Biotina Rata anti-Ratón CD45R/B220
Notas/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264/5788
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800/P08575
Peso de la Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo