

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd5 De Ratón (Apc) Para Citometría De Flujo - P13379

Número de artículo: CM0011488

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra el CD5 de ratón (Ly-1/Lyt-1) para citometría de flujo. Apto para análisis de células T y células B1a, señalización TCR/BCR e investigación de tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb APC Conejo anti-CD5 de Ratón                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1                                                                                                           |
| Especie             | Ratón                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 921                                                                                                                                |
| GeneID (Ratón)      | 12507                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 de ratón (NP_031676.3) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | P13379                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |