

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd59A De Ratón () Para Citometría De Flujo - O55186

Número de artículo: CM0009487

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD59a de ratón, conjugado con . Validado para citometría de flujo. El CD59a inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana del complemento, protegiendo a las células de la lisis. Reacciona de forma cruzada con ratón. Peso proteico ~14kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD59a de ratón
Observaciones/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Especie	Ratón
ID del Gen	12509 (ratón)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-96 del CD59a de ratón (NP_031678.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O55186
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo