

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd6 De Ratón () Para Citometría De Flujo - Q61003

Número de artículo: CM0010792

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al CD6 de ratón, conjugado con para citometría de flujo. Reconoce el antígeno de diferenciación de células T involucrado en la sinapsis inmune y el reconocimiento de patrones bacterianos. Adecuado para estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-CD6 de ratón mAb
Observaciones/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Especie	Ratón
GeneID (humano)	923
GeneID	12511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-155 del CD6 de ratón (NP_033982.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61003
Peso proteico	64kDa/68kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo