

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd69 () Para Citometría De Flujo - P37217

Número de artículo: CM0010719

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD69 de ratón, un antígeno de activación temprana en células T, células B y células NK. Validado para citometría de flujo (FC), ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal (mAb) de conejo anti-ratón CD69
Observaciones/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 de CD69 de ratón (NP_001028294.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo