

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd79B () Para Citometría De Flujo - P15530

Número de artículo: CM0010858



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD79b (Ig-beta) de ratón para citometría de flujo. Ideal para investigación de linfocitos B, estudios de señalización del BCR e inmunofenotipado. Específico para el dominio extracelular de CD79b de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD79b
Observaciones/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	974
GeneID	15985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de CD79b de ratón (NP_032365.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15530
Peso molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo