

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd79B De Ratón Para Citometría De Flujo - P15530

Número de artículo: CM0008537



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD79b de ratón conjugado con para citometría de flujo. Dirigido a la cadena beta del complejo del receptor de células B (Ig-beta, B29), validado en modelos murinos. Ideal para investigación en IVD y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79b de ratón
Observaciones/Alias	B29; Igβ; Igbeta; Ig-beta
Especie	Ratón
GeneID (humano)	974
GeneID	15985
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de CD79b de ratón (NP_032365.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15530
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo