

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd80 De Ratón ( ) Para Fc - Q00609

Número de artículo: CM0008093



### Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD80 de ratón conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a la molécula coestimuladora B7-1 implicada en la activación de linfocitos T y la regulación inmune. Adecuado para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb anti-CD80 de Ratón                                                                                                   |
| Anotaciones/Alias   | B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17                                                                                     |
| Especie             | Ratón                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano) | 941                                                                                                                      |
| ID del Gen          | 12519                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-245 de la CD80 de ratón. |
| Origen              | Hámster Armenio                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                 |
| Aplicación          | FC                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                    |
| SWISS               | Q00609                                                                                                                   |
| Peso de la Proteína | 34kDa                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                           |