

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd82 De Ratón Para Citometría De Flujo - P40237

Número de artículo: CM0004353

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD82 de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo. Dirigido al CD82 de ratón (Kai1, C33) con alta especificidad; adecuado para investigación en cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD82 de ratón
Observaciones/Alias	C33, IA4, Kai1, Tspan27
Especies	Ratón
GeneID (humano)	3732
GeneID	12521
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 del CD82 de ratón (NP_001258390.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P40237
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo