

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd84 De Ratón () Para Citometría De Flujo - Q18Pi6

Número de artículo: CM0005432

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD84 de ratón (SLAMF5, CDw84). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. Reconoce el CD84 de ratón con un peso molecular previsto de ~37 kDa. SWISS: Q18PI6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD84 de ratón
Observaciones/Alias	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8832
GeneID (Ratón)	12523
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 22-221 del CD84 de ratón (NP_038517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q18PI6
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo