


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd8A (Apc) Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0004917



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD8a de ratón, conjugado directamente con APC. Optimizado para citometría de flujo (FC) para estudiar la función del correceptor de células T, la actividad de los CTL y la investigación de puntos de control inmunológico. Adecuado para modelos de inmunología de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Ratón CD8a APC
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo