


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd8A De Ratón Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0004776



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD8a de ratón (Lyt-2) para citometría de flujo. Apto para la detección de linfocitos T citotóxicos y células NK en muestras de ratón en investigación de inmunología e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD8a de ratón
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 de CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso molecular de proteína	27KDa
Envío	Bolsa de hielo