

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd8A Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0005302



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD8a para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular (aa 28-196) del CD8a de ratón. Adecuado para la caracterización de células inmunitarias y la investigación de células T. Peso molecular calculado 27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ratón CD8a
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo