

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd8A () Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0008199



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD8a de ratón, conjugado con . Específico para ratón. Para usar en citometría de flujo (FC). CD8a es un correceptor de células T que interactúa con MHC clase I; esencial para la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Anti-Ratón CD8a
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27KDa
Envío	Bolsa de hielo