

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd94 De Ratón () Para Citometría De Flujo - O54707

Número de artículo: CM0005109

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD94 de ratón, validado para citometría de flujo. Herramienta esencial para estudiar la función del receptor de células NK, la autotolerancia inmunológica y las interacciones en el microambiente tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD94 de ratón
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3824
GeneID	16643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-179 del CD94 de ratón (NP_034784.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O54707
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo