

Anticuerpo Monoclonal Abflo 647 Anti-Cd98 (Slc3A2) De Ratón Para Citometría De Flujo - P10852

Número de artículo: CM0005288



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con ABflo 647 dirigido contra la cadena pesada de CD98 (SLC3A2) de ratón. Validado para citometría de flujo, permite la tinción de superficie celular y estudios de transportadores de aminoácidos. Reacciona de forma cruzada con muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD98
Observaciones/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6520
GeneID	17254
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 105-526 de CD98 de ratón (NP_032603.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10852
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo