

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cx3Cr1 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q9Z0D9

Número de artículo: CM0012240

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CX3CR1 de ratón validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de quimiocina CX3C 1 de ratón (receptor de fractalquina). Adecuado para investigación en inmunología e inflamación. SWISS: Q9Z0D9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal anti-CX3CR1 de ratón de conejo (conjugado 488)
Observaciones/Alias	mCX3CR1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	1524
ID del gen (Ratón)	13051
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CX3CR1 de ratón (NP_034117.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9Z0D9
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo