

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cxcr2/Il-8Rb De Ratón () Para Citometría De Flujo - P35343

Número de artículo: CM0008746

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CXCR2/IL-8RB de ratón conjugado con y validado para citometría de flujo. Ideal para investigar la quimiotaxis de neutrófilos, la inflamación y la cicatrización de heridas en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CXCR2/IL-8RB de ratón
Observaciones/Alias	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Especie	Ratón
ID génico (humano)	3579
ID génico	12765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-44 de CXCR2/IL-8RB de ratón (NP_034039.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35343
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo