

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón F4/80 (Biotina) Para Citometría De Flujo - Q61549

Número de artículo: CM0012772

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-ratón F4/80 conjugado con biotina, validado para citometría de flujo. Específico para F4/80 de ratón (Adgre1), un marcador de macrófagos de 102 kDa ideal para la caracterización de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Rata anti-Ratón F4/80 (Biotina)
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Especie	Ratón
ID de Gen (Ratón)	13733
ID de Gen (Humano)	2015
Inmunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de ratón.
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo