

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón G-Csf Para Wb, Elisa - P09920

Número de artículo: CM0007680

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) de ratón. Adecuado para Western blot y ELISA. Para investigación sobre hematopoyesis y desarrollo de granulocitos. Reacciona con G-CSF de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-G-CSF de Ratón
Observaciones/Alias	Csfg; G-CSF; MGI-IG; G-CSF de Ratón
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1440
GeneID	12985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-208 del G-CSF de ratón (NP_034101.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P09920
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo