

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsdma De Ratón - Gsdma

Número de artículo: CM0015854

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Gsdma (Gasdermina A) de ratón, generado contra proteína recombinante (aa 248-347). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Para investigación en muerte celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gsdma Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	284110
ID del gen (Ratón)	57911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 248-347 de Gsdma de ratón (NP_067322.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo