


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ratón H2-Aa Para Wb Y Elisa - P14434

Número de artículo: CM0023282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige la cadena alfa de clase II del MHC de ratón (H2-Aa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Útil para la investigación inmunológica sobre presentación de antígenos e inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	H2-Aa Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
Especie	Ratón
GeneID	14960 (ratón)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-208 del H2-Aa de ratón (NP_034508.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14434
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo