

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-H2-Ab1 De Ratón Para Wb - P06345

Número de artículo: CM0006308

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra H2-Ab1 de ratón, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación en inmunología y estudios del MHC de clase II. 30 kDa, reacción cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	H2-Ab1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Especie	Ratón
GenelD (humano)	474382
GenelD	14961
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-219 de H2-Ab1 de ratón (NP_996988.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Ratón
SWISS	P06345
Peso molecular de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo