


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Beta De Ratón Para Wb Y Elisa - P01575

Número de artículo: CM0012605



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el interferón beta de ratón (IFN-beta), validado para Western blot y ELISA. Reconoce una citoquina secretada fundamental en la defensa antiviral, la regulación inmune y la protección neuronal. Adecuado para investigación en inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN-beta Rabbit mAb
Observaciones/Alíase	Ifb; IFNB; Ifl1da1; IFN-beta
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3456
ID de Gen (Ratón)	15977
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 del IFN-beta de ratón (NP_034640.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01575
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo