

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm De Ratón Para Wb, If, Ihc, Elisa - P01872

Número de artículo: CM0005416



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la región constante de IgM de ratón (Fc). Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para investigación de células B, señalización de BCR y estudios de inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgM de ratón
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P01872
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo