


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón IL-12 P40 () Para Citometría De Flujo Intracelular - P43432

Número de artículo: CM0005254



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-12 p40 de ratón, conjugado con , validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para el estudio de IL-12 en respuestas de linfocitos T, células NK y respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ratón IL-12 p40 de conejo
Observaciones/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3593
ID de gen	16160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-335 de IL-12 p40 de ratón (NP_001290173.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43432
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo